

ESTERILIZADORES POR ÓXIDO DE ETILENO

Cámara, doble pared y puertas totalmente construidas en acero inoxidable calidad AISI 316L. Microprocesador con panel de operación Touch Screen e Impresora alfanumérica. Dosificación de óxido de etileno puro mediante cápsulas descartables. Desgasificación en cámara.



Panel de control
 Touch Screen



Impresora
 alfanumérica



| ETO 6001 |



Carros y canastos
 De carga y
 transporte



Desgasificación
 en cámara



Acepta cartuchos
 de oxido de etileno
 de diferentes
 proveedores

MEDICAL

| ETO 6001 |



MEDIDAS DE CÁMARA (cm)

Modelo	Ancho	Alto	Prof.	Litros
449	40	40	90	144
442	40	40	120	192
559	50	50	90	225
551	50	50	100	250
669	60	60	90	324
669a	66	66	92	400
662	60	60	120	432
662a	66	66	125	545
772	70	70	120	588
992	92	92	122	1033

OPCIONALES

- . FILTRO DE AGUA
- . ABLANDADOR DE AGUA
- . PUERTAS AUTOMÁTICAS
- . CARROS DE CARGA Y TRANSPORTE
- . CANASTOS DE CARGA, STU (STerilization Unit)
- . COMPRESOR DE AIRE
- . CERRAMIENTOS A MEDIDA

