

ESTERILIZADORES POR VAPOR DE AGUA

Cámara, doble pared y puertas construidas en acero inoxidable AISI 316L. Equipos de simple o doble puerta. Microprocesador con panel de operación Touch Screen e impresora alfanumérica. Permite programar y almacenar hasta 99 diferentes ciclos.



Panel de control
 Touch Screen



Impresora
 alfanumérica




| VAP 5001 |



Carros
 de carga y
 transporte




Canastos de
 carga, STU



Ciclo de secado
 para contenedores
 con filtro

MEDICAL

| VAP 5001 |



MEDIDAS DE CÁMARA (cm)

Modelo	Ancho	Alto	Prof.	Litros
449	40	40	90	144
442	40	40	120	192
559	50	50	90	225
551	50	50	100	250
552	50	50	120	300
669	60	60	90	324
669a	66	66	92	401
662	60	60	120	432
662a	66	66	125	545
772	70	70	120	588
992	92	92	122	1033

OPCIONALES

- . FILTRO DE AGUA
- . ABLANDADOR DE AGUA
- . ÓSMOSIS INVERSA
- . PUERTAS AUTOMÁTICAS
- . SECADO PARA CONTENEDORES CON FILTROS
- . CARRO DE CARGA Y TRANSPORTE
- . CANASTOS DE CARGA, STU (STerilization Unit)
- . COMPRESOR DE AIRE
- . CERRAMIENTOS A MEDIDA

